

COPEM

**CATÁLOGO DE MATERIAIS DE USO
HOSPITALAR**


Insumos Básicos

Luvras de uso Hospitalar

Serviço de Saúde do Trabalhador - SESAT - HUCFF

Assessoria Técnica de Equipamentos, Materiais e Insumos - ATEMI - DEN

2024



**Universidade Federal do Rio de Janeiro
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
Comissão Permanente de Padronização e Qualificação de Materiais e Equipamentos Hospitalares**

Elaborado por

Debora Khalil Teixeira - Enfermeira Gestora da Câmara Técnica de Catalogação
Clarice Maria de Araujo Rodrigues - Enfermeira Coordenadora da COPEM

Consultoria e apoio técnico

Christiany Mocali - Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar
Livia Mendes Falcão - Enfermeira Serviço de Saúde do Trabalhador

Consultoria e apoio operacional

Antonia Jakeline Galvão de Oliveira - Técnico administrativo Assessoria de Catalogação
Daniel Machado Guimarães - Chefe substituto do Almoxarifado Central

Revisado por

Cristiane Fernandes Cunha Bhering - Enfermeira Coordenadora da COPEM
Glauber Gouvêa - Anestesiologista Coordenador Adjunto da COPEM
Debora Khalil Teixeira - Enfermeira Gestora da Câmara Técnica de Catalogação

Homologado por



Marcos Freire Alpoim - Diretor Geral



SUMÁRIO



1. Luva cirúrgica estéril comum – com látex e com pó	5
2. Luva cirúrgica estéril – com látex sem pó	8
3. Luva cirúrgica estéril antialérgica – sem látex e sem pó	11
4. Luva de procedimento não estéril látex	14
5. Luva de procedimento não estéril antialérgica nitrile	16
6. Luva de proteção química	17
7. Luva de limpeza geral	19
8. Luva de proteção térmica	20

*Os materiais aqui descritos são de utilização exclusiva do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Este catálogo tem por objetivo apresentar a categorização, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de materiais e equipamentos hospitalares e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras. A responsabilidade e a segurança dos materiais adquiridos pelo HUCFF, devem ser garantidos pelos fornecedores homologados.
As imagens aqui contidas são meramente ilustrativas.*

1. LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL COMUM – COM LÁTEX E COM PÓ



MEDTRAK	SIASG	APRESENTAÇÃO	TAMANHOS	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	REPOSIÇÃO
C001691	269946	PAR = 1 UNIDADE	Nº 6,5		<p>Luva cirúrgica estéril comum – com látex e com pó</p> <p>Luva cirúrgica estéril Nº 6,5 descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama), seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.</p>	Reposição automática
C001692	269839	PAR = 1 UNIDADE	Nº 7,0		<p>Luva cirúrgica estéril comum – com látex e com pó</p> <p>Luva cirúrgica estéril Nº 7,0 descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama), seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.</p>	Reposição automática



C001693	269838	PAR = 1 UNIDADE	Nº 7,5		<p>Luva cirúrgica estéril comum – com látex e com pó</p> <p>Luva cirúrgica estéril, Nº 7,5 descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama), seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.</p>	Reposição automática
C001694	269837	PAR = 1 UNIDADE	Nº 8,0		<p>Luva cirúrgica estéril comum – com látex e com pó</p> <p>Luva cirúrgica estéril Nº 8,0 descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama), seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.</p>	Reposição automática
C001695	388416	PAR = 1 UNIDADE	Nº 8,5		<p>Luva cirúrgica estéril comum – com látex e com pó</p> <p>Luva cirúrgica estéril Nº 8,5 descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama), seja</p>	Reposição automática



					lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.	
410545	PAR = 1 UNIDADE	Nº 9,0		<p>Luva cirúrgica estéril comum – com látex e com pó</p> <p>Luva cirúrgica estéril Nº 9,0 descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama), seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega Par: 1 unidade</p>	Reposição automática	

2. LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL – COM LÁTEX E SEM PÓ



MEDTRAK	SIASG	APRESENTAÇÃO	TAMANHOS	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	REPOSIÇÃO
---------	-------	--------------	----------	------------	-----------	-----------



		O				
C013515	388415	PAR = 1 UNIDADE	Nº 6,5		<p>Luva cirúrgica estéril – com látex sem pó</p> <p>Luva cirúrgica estéril Nº 6,5 descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100 mg/g), isenta de pó (Powder Free), seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante. Polimerizada. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.</p>	Reposição automática
C013516	388417	PAR = 1 UNIDADE	Nº 7,0		<p>Luva cirúrgica estéril – com látex sem pó</p> <p>Luva cirúrgica estéril Nº 7,0 descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100 mg/g), isenta de pó (Powder Free), seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante. Polimerizada. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.</p>	Reposição automática



C013517	388414	PAR = 1 UNIDADE	Nº 7,5		<p>Luva cirúrgica estéril – com látex sem pó</p> <p>Luva cirúrgica estéril Nº 7,5 descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100 mg/g), isenta de pó (Powder Free), seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante. Polimerizada. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.</p>	Reposição automática
C013518	388413	PAR = 1 UNIDADE	Nº 8,0		<p>Luva cirúrgica estéril – com látex sem pó</p> <p>Luva cirúrgica estéril Nº 8,0 descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100 mg/g), isenta de pó (Powder Free), seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante. Polimerizada. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.</p>	Reposição automática

C01701		PAR = 1 UNIDADE	Nº 8,5		<p>Luva cirúrgica estéril – com látex sem pó</p> <p>Luva cirúrgica estéril Nº 8,5 descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100 mg/g), isenta de pó (Powder Free), seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante. Polimerizada. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.</p>	Reposição automática
C012136		PAR = 1 UNIDADE	Nº 9,0		<p>Luva cirúrgica estéril – com látex sem pó</p> <p>Luva cirúrgica estéril Nº 9,0 descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Baixo teor de proteína (abaixo de 100 mg/g), isenta de pó (Powder Free), seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante. Polimerizada. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.</p>	Reposição automática

3. LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL ANTIALÉRGICA – SEM LÁTEX E SEM PÓ



MEDTRAK	SIASG	APRESENTAÇÃO	TAMANHOS	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	REPOSIÇÃO
C012160	400848	PAR = 1 UNIDADE	Nº 6,5		<p>Luva cirúrgica estéril antialérgica – sem látex e sem pó</p> <p>Luva cirúrgica estéril Nº 6,5 descartável, isenta de látex, isenta de pó, anatômica, seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato e boa elasticidade. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.</p>	Reposição automática
C013715	313653	PAR = 1 UNIDADE	Nº 7,0		<p>Luva cirúrgica estéril antialérgica – sem látex e sem pó</p> <p>Luva cirúrgica estéril Nº 7,0 descartável, isenta de látex, isenta de pó, anatômica, seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato e boa elasticidade. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.</p>	Reposição automática


C013951	313656	PAR = 1 UNIDADE	Nº 7,5		<p>Luva cirúrgica estéril antialérgica – sem látex e sem pó</p> <p>Luva cirúrgica estéril Nº 7,5 descartável, isenta de látex, isenta de pó, anatômica, seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato e boa elasticidade. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.</p>	Reposição automática
C013952	313655	PAR = 1 UNIDADE	Nº 8,0		<p>Luva cirúrgica estéril antialérgica – sem látex e sem pó</p> <p>Luva cirúrgica estéril Nº 8,0 descartável, isenta de látex, isenta de pó, anatômica, seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato e boa elasticidade. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.</p>	Reposição automática
C013953	313657	PAR = 1 UNIDADE	Nº 8,5		<p>Luva cirúrgica estéril antialérgica – sem látex e sem pó</p> <p>Luva cirúrgica estéril Nº 8,5 descartável, isenta de látex, isenta de pó, anatômica, seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato e boa elasticidade. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com</p>	Reposição automática

					fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.	
C012136		PAR = 1 UNIDADE	Nº 9,0		Luva cirúrgica estéril antialérgica – sem látex e sem pó Luva cirúrgica estéril Nº 9,0 descartável, isenta de látex, isenta de pó, anatômica, seja lisa ou texturizada, deverá apresentar desempenho antiderrapante, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato e boa elasticidade. Cano longo, comprimento mínimo 28 cm com bordas em relevo. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, padrão cirúrgico, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com abertura em pétala. Deverá apresentar CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega. Par: 1 unidade.	Reposição automática

4. LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL LÁTEX




MEDTRAK	SIASG	APRESENTAÇÃO	TAMANHOS	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	REPOSIÇÃO
---------	-------	--------------	----------	------------	-----------	-----------

C001699	269894	PAR = 1 UNIDADE	PEQUENO		<p>Luva de procedimento não estéril látex</p> <p>Luva de procedimento para uso hospitalar, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com pó bio absorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100. Tamanho PEQUENO. Deverá apresentar obrigatoriamente CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega par (ou seja: 02 luvas). Portanto: 01 Cx. com 100 luvas equivale a 50 unidades. 01 Cx. com 50 luvas equivale a 25 unidades.</p>	Reposição automática
C001698	269893	PAR = 1 UNIDADE	MÉDIO		<p>Luva de procedimento não estéril látex</p> <p>Luva de procedimento para uso hospitalar, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com pó bio absorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100**. Tamanho MÉDIO. Deverá apresentar obrigatoriamente CA de EPI compatível com o uso hospitalar e registro ANVISA válidos na entrega par (ou seja: 02 luvas). Portanto: 01 Cx. com 100 luvas equivale a 50 unidades. 01 Cx. com 50 luvas equivale a 25 unidades.</p>	Reposição automática
C001697	269892	PAR = 1 UNIDADE	GRANDE		<p>Luva de procedimento não estéril látex</p> <p>Luva de procedimento para uso hospitalar, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com pó bio absorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100</p>	Reposição automática

					<p>unidades. Tamanho GRANDE. Deverá apresentar CA compatível com uso hospitalar e registro Anvisa válidos na entrega . par (ou seja: 02 luvas). Portanto: 01 Cx. com 100 luvas equivale a 50 unidades. 01 Cx. com 50 luvas equivale a 25 unidades.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

5. LUYA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL ANTIALÉRGICA NITRILE

MEDTRAK	SIASG	APRESENTAÇÃO	TAMANHOS	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	REPOSIÇÃO
---------	-------	--------------	----------	------------	-----------	-----------

C007668	313654	PAR = 1 UNIDADE	PEQUENO		Luva de procedimento não estéril antialérgica nitrile Luvas de procedimento não cirúrgico, não estéril, descartável, material NITRILE, sem látex, sem pó, anatômica, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, antialérgica. Acondicionada em caixas com 100 unidades. Tamanho PEQUENO. Deverá apresentar registro ANVISA compatível com uso hospitalar e registro Anvisa válidos na entrega . par (ou seja: 02 luvas). Portanto: 01 Cx. com 100 luvas equivale a 50 unidades. 01 Cx. com 50 luvas equivale a 25 unidades	Reposição automática
C007056	313653	PAR = 1 UNIDADE	MÉDIO		Luva de procedimento não estéril antialérgica nitrile Luvas de procedimento não cirúrgico, não estéril, descartável, material NITRILE, sem látex, sem pó, anatômica, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, antialérgica. Acondicionada em caixas com 100 unidades. Tamanho MÉDIO. Deverá apresentar registro ANVISA compatível com uso hospitalar e registro Anvisa válidos na entrega. par (ou seja: 02 luvas). Portanto: 01 Cx. com 100 luvas equivale a 50 unidades. 01 Cx. com 50 luvas equivale a 25 unidades.	Reposição automática
C008739	313652	PAR = 1 UNIDADE	GRANDE		Luva de procedimento não estéril antialérgica nitrile Luvas de procedimento, não estéril, descartável, material NITRILE, sem látex, sem pó, anatômica, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, antialérgica. Acondicionada em caixas com 100 unidades. Tamanho GRANDE. Deverá apresentar registro ANVISA compatível com uso hospitalar e registro Anvisa válidos na entrega. par (ou seja: 02 luvas). Portanto. 01 Cx. com 100 luvas equivale a 50 unidades. 01 Cx. com 50 luvas equivale a 25 unidades.	Reposição automática

6. LUYA DE LIMPEZA NITRÍLICA (PROTEÇÃO QUÍMICA)

MEDTRAK	SIASG	APRESENTAÇÃO	TAMANHOS	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	REPOSIÇÃO
C007643	352988	PAR = 1 UNIDADE	PEQUENO		Luva de proteção química Luva de segurança em borracha nitrílica, tipo luva de proteção química tipo A, proteção do contato com solventes clorados, álcool, álcalis diluídos, derivados do petróleo, óleos, graxas e aminoácidos anatômica, apresentando desempenho antiderrapante nas palmas e pontas dos dedos, interior forrado, não descartável, não estéril, resistente, textura homogênea, boa elasticidade, cano longo. CA de EPI obrigatório válido na entrega. Tamanho PEQUENO. Embalagem: pacote com o par. PAR = 01 UNIDADE (equivale aos tamanhos 7,0/7,5) Borracha Nitrílica.	Reposição automática CME
C003731	302073	PAR = 1 UNIDADE	MÉDIO		Luva de proteção química Luva de segurança em borracha nitrílica, tipo luva de proteção química tipo A, proteção do contato com solventes clorados, álcool, álcalis diluídos, derivados do petróleo, óleos, graxas e aminoácidos anatômica, apresentando desempenho antiderrapante nas palmas e pontas dos dedos, interior forrado, não descartável, não estéril, resistente, textura homogênea, boa elasticidade, cano longo. CA de EPI obrigatório válido na entrega. Tamanho MÉDIO. PAR = 01 UNIDADE (equivale aos tamanhos 8,0/8,5) Borracha Nitrílica.	Reposição automática CME
C007644	302072	PAR = 1 UNIDADE	GRANDE		Luva de proteção química Luva de segurança em borracha nitrílica, tipo luva de proteção química tipo A, proteção do contato com solventes clorados, álcool, álcalis diluídos, derivados do petróleo, óleos, graxas e aminoácidos anatômica, apresentando desempenho antiderrapante nas palmas e pontas dos dedos, interior forrado, não descartável, não estéril, resistente, textura homogênea, boa elasticidade, cano longo. CA de EPI obrigatório válido na entrega. Tamanho GRANDE. PAR = 01 UNIDADE (equivale aos tamanhos 9,0/9,5) Borracha Nitrílica.	Reposição automática CME

					homogênea, boa elasticidade, cano longo. CA de EPI obrigatório válido na entrega. Tamanho GRANDE. PAR = 01 UNIDADE Borracha Nitrílica.	
--	--	--	--	---	--	--

7. LUVA DE LIMPEZA GERAL

MEDTRAK	SIASG	APRESENTAÇÃO	TAMANHOS	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	REPOSIÇÃO
C017952	315745	PAR = 1 UNIDADE	MÉDIO		Luva de limpeza geral Luva não descartável multiuso para limpeza geral, de látex, punho reto cerca de 30 cm, palmas e dedos apresentando desempenho antiderrapantes, não estéril, resistente a rasgos e trações, para proteção das mãos e antebraços contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e contato com agentes químicos (classes A, B, e C da Norma MT-11) em serviços de limpeza e higienização. Uso hospitalar. CA de EPI válido na entrega. Tamanho M. Par.	Reposição automática
C006454	315746	PAR = 1 UNIDADE	GRANDE		Luva de limpeza geral Luva não descartável multiuso para limpeza geral, de látex, punho reto cerca de 30 cm, palmas e dedos apresentando desempenho antiderrapantes, não estéril, resistente a rasgos e trações, para proteção das mãos e antebraços contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e contato com agentes químicos (classes A, B, e C da Norma MT-11) em serviços de limpeza e higienização. Uso hospitalar. CA de EPI válido na entrega. Tamanho G. Par.	Reposição automática

8. LUVA DE PROTEÇÃO TÉRMICA

MEDTRAK	SIASG	APRESENTAÇÃO	TAMANHOS	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	REPOSIÇÃO
C018480	286254	PAR = 1 UNIDADE	único		<p>Luva Segurança</p> <p>Luva de segurança, neoprene, Tamanho: 10^{1/2}, Aplicação: P/Proteção Térmica (Altas Temperaturas). Características Adicionais: Forro Isolante C/Dupla Camada De Algodão Comprimento: 35,5 CM, Modelo: Palma Antiderrapante.</p>	<p>Reposição automática CME</p>

REFERÊNCIAS

Brasil. RDC Anvisa Nº 185/2001 - Registro de Produtos para Saúde (Materiais e Equipamentos) (Classes de Risco III e IV).

_____. RDC Anvisa Nº 36/2015 - Registro de Produtos para Diagnósticos IN Vitro (Classes III e IV).(IN Nº03/2015 - critérios de família, RDC Nº 52/2015 - autotestes para HIV e IN Mº 24/2018 - glicosímetros).

_____. RDC Anvisa Nº 40/2015 - Notificações para Saúde (Materiais e Equipamentos)(Classes de Risco I e II) *Não necessita revalidação.*

_____. RDC Anvisa Nº 423/2020 - Extinção do regime de cadastro e migração dos dispositivos médicos de classe de risco II para o regime de notificação . (RDC Nº 270/2019 - migração classe de risco I).

_____. RDC Anvisa Nº 56/2001 - Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos para Saúde.

_____. RDC Anvisa Nº 340/2020 - Alterações de informações nos processos de regularização de dispositivos médicos e dá outras providências.

_____. RDC Anvisa Nº 14/2011 - Requisitos para Agrupamento em família de Produtos para Saúde (materiais).

_____. RDC Anvisa Nº 211/2018 - Prazo de validade de registro de dispositivos médicos (10 anos).

_____. RDC Anvisa Nº 16/2013 - Requisitos para Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde

_____. RDC Anvisa Nº 15/20104 - Exigência de CBPF para registro de produtos para saúde das classes de risco III e IV.

_____. RDC Anvisa Nº 10/2015 - Pesquisa Clínica em Produtos para Saúde.

_____. RDC Anvisa Nº 27/2011 e IN Nº 4/2015 - Certificação via Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (INMETRO, OCPs, Laboratórios e ANVISA) e adota a série de normas NBR IEC 60601 (Eletromédicos) - Lista de normas técnicas Equipamentos outras normas.

LEGENDAS

Reposição automática - Almoxarifado Central é responsável pela aquisição.

Reposição do Serviço - Serviço é responsável pela aquisição.

HISTÓRICO DA DOCUMENTAÇÃO

Data	Revisão	Sumário (preencher apenas no caso de revisão do documento)	Emitido / Cargo (Cargo)	Emitido / Cargo (Cargo)
09/05/2024	01	-	Cristiane Fernandes Cunha Bhering	Marcos Freire Alpoim