

***COPEM***

**CATÁLOGO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR**

***Insumos Básicos***

***Máscaras, Respiradores Faciais e afins***

***COPEM - HUCFF***

***Serviço de Saúde do Trabalhador - SESAT/HUCFF***

***2022***



**Universidade Federal do Rio de Janeiro  
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho  
Comissão Permanente de Padronização e Qualificação de Materiais e Equipamentos Hospitalares**

**Elaborado por**

Debora Khalil Teixeira - Enfermeira Gestora da Câmara Técnica de Catalogação  
Livia Mendes Falcão - Enfermeira Serviço de Saúde do Trabalhador  
Walter Tardio - Técnico de Segurança do Trabalho

**Consultoria e apoio técnico**

Antonia Jakeline Galvão de Oliveira - Técnico administrativo Assessoria de Catalogação

**Revisado por**

Cristiane Fernandes Cunha Bhering - Enfermeira Responsável pela Assessoria Técnica de Materiais ATEMI - DEN  
Coordenadora da COPEM  
Glauber Gouvêa - Anestesiologista Coordenador Adjunto da COPEM

**Homologado por**

Marcos Freire Alpoim - Diretor Geral

*Os materiais aqui descritos são de utilização exclusiva do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Este catálogo tem por objetivo apresentar a categorização, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de materiais e equipamentos hospitalares e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras. A responsabilidade e a segurança dos materiais adquiridos pelo HUCFF, devem ser garantidos pelos fornecedores homologados.*

*As imagens aqui contidas são meramente ilustrativas.*

# SUMÁRIO

---

|    |                                                    |   |
|----|----------------------------------------------------|---|
| 1. | <i>Respiradores faciais PFF2 N/95 Sem válvula</i>  | 5 |
|    | <i>Respiradores faciais PFF3 N /99 Sem válvula</i> | 5 |
| 2. | <i>Máscara cirúrgica</i>                           | 6 |
|    | <i>Máscara cirúrgica com protetor facial</i>       | 6 |
| 3. | <i>Protetor facial acetato</i>                     | 7 |
|    | <i>Protetor facial acrílico</i>                    | 7 |
| 4. | <i>Referências</i>                                 | 8 |

## 1- RESPIRADORES FACIAIS HOSPITALARES

| MEDTRAK | SIASG  | APRESENTAÇÃO | TAMANHOS | ILUSTRAÇÃO                                                                          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REPOSIÇÃO            |
|---------|--------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| C001726 | 397905 | UN           | Único    |   | <p><b>Respiradores faciais PFF2 N/95 Sem válvula</b></p> <p>Máscara respiradora PFF2 classe (S) ou classe (SL)/ N95, <b>SEM válvula</b>. Antialérgica, inodora, perfeito ajuste nasal/facial, fixação com duplas tiras elásticas confortáveis e ajustáveis a qualquer tipo de cabeça, com eficiência de filtração igual ou superior a 95% contra a penetração de aerossóis particulados aquosos não oleosos (S) para uso em isolamentos respiratórios por aerossóis tipo tuberculose e similares. Embalagem individual que permita a rastreabilidade do produto com dados de identificação do tipo, CLASSE e modelo, composição, lote, procedência, validade, modo de usar, certificações e registros pertinentes. CA e classe impressos na máscara. Aceitação condicionada à manutenção da certificação junto ao INMETRO com CA válido na entrega.</p>                 | Reposição automática |
| C001726 | 399344 | UN           | Único    |  | <p><b>Respiradores faciais PFF3 N /99 Sem válvula</b></p> <p>Máscara respiradora PFF3 classe (S), <b>SEM válvula</b>. Antialérgica, inodora, perfeito ajuste na vedação nasal/ facial, fixação com duplas tiras elásticas confortáveis e ajustáveis a qualquer tipo de cabeça, com eficiência de filtração superior a 97% contra a penetração de aerossóis particulados aquosos não oleosos (S), para proteção contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos. Embalagem individual que permita a rastreabilidade do produto com dados de identificação do tipo, CLASSE e modelo, composição, lote, procedência, validade, modo de usar, certificações e registros pertinentes. CA e classe impressos na máscara. Aceitação condicionada à manutenção da certificação junto ao INMETRO com CA válido na entrega. Que atenda as normas técnicas ABNT NBR 13698/1996.</p> | Reposição automática |

## 2. MÁSCARAS CIRÚRGICAS

| MEDTRAK | SIASG  | APRESENTAÇÃO | TAMANHOS | ILUSTRAÇÃO                                                                         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REPOSIÇÃO                   |
|---------|--------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| C012387 | 279581 | UN           | Único    |  | <p><b>Máscara cirúrgica</b></p> <p>Máscara tripla camada tipo: SMS de uso médico <b>3 camadas: interna, externa e elemento filtrante, sendo a camada externa e o elemento filtrante resistentes à penetração de fluidos (hidrorrepelente)</b> cobrir adequadamente a boca e o nariz, clip nasal para ajuste, atóxica, hipoalergênica, inodora, tipo fixação: 4 tiras laterais ou elástico confortável, cor com cor, tipo uso: descartável. Embalagem que permita a rastreabilidade do produto com dados de identificação, composição, procedência, lote, validade, certificações e registros pertinentes. Enviar proposta com ficha técnica, código do modelo, foto do produto, registro no MS/Anvisa.</p> | <b>Reposição automática</b> |
| CRIAR   | 276165 | UN           | Único    |  | <p><b>Máscara cirúrgica com protetor facial</b></p> <p>Máscara Cirúrgica com visor, descartável, barreira tripla, retangular, dispositivo para ajuste nasal, 4 tiras laterais de comprimento adequado para fixação, atóxica, antialérgica, inodora. Comprovar SSMMS tripla camada. Enviar folder com foto e descrição técnica do produto. Somente modelos com tiras.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Reposição automática</b> |

### 3. PROTETOR FACIAL

| MEDTRAK | SIASG      | APRESENTAÇÃO | TAMANHOS | ILUSTRAÇÃO                                                                         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REPOSIÇÃO                   |
|---------|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| C015525 | 3082<br>33 | UN           | Único    |  | <p><b>Protetor facial acetato</b></p> <p>Protetor facial descartável, visor em acetato incolor, com apoio na testa forrado, para uso hospitalar, leve, ajustável, confortável, sem opacidade, tratamento anti-embaçante, que cubra a lateral do rosto, medidas aproximadas largura: 32 cm, altura: 21cm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Reposição automática</b> |
| C007608 | 22052<br>3 | UN           | Único    |  | <p><b>Protetor facial acrílico</b></p> <p>Protetor facial <b>reutilizável</b>, não estéril, tipo escudo facial, com visão panorâmica, uso hospitalar, material tipo acrílico/ policarbonato/ PetG, escudo 100% transparente incolor <b>com tratamento anti-embaçante e anti-ranhuras</b>, sem brilho, resistente e reutilizável, lavável com água e sabão, que permita desinfecção com álcool a 70%, comprimento: aproximadamente 25x25 cm, coroa confortável, estável durante o uso, ajustável e articulada, sem saliências ou extremidades afiadas. Embalagem individual que permita a rastreabilidade do produto com dados de identificação, composição, modo de usar, modo de limpeza e desinfecção, lote, procedência, validade, certificações e registros.</p> | <b>Reposição automática</b> |



## REFERÊNCIAS

BRASIL. **Cartilha de proteção respiratória contra agentes biológicos para trabalhadores de saúde**. Agência Nacional de Vigilância Sanitária(Anvisa). Brasília: Anvisa, 2009.

\_\_\_\_\_. **Norma Brasileira ABNT NBR 13698** - Equipamentos de Proteção Respiratória -Peça semifacial filtrante para partículas. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

\_\_\_\_\_. ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). **Norma Brasileira ABNT NBR 13697** - Equipamentos de Proteção Respiratória - Filtros para partículas. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

\_\_\_\_\_. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - **ANVISA**. Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 379, 30 DE ABRIL DE 2020. Cartilha de proteção respiratória contra agentes biológicos para trabalhadores da saúde.

\_\_\_\_\_. Portaria MTE nº 485, de 11 de novembro de 2005 ( DOU de 16/11/05 - Seção 1) NR 32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE

\_\_\_\_\_. Portaria MTB, nº 3.214, de 08 de junho de 1978 - NR 6 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

\_\_\_\_\_. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - **INMETRO** - Portaria nº 102, de 20 de março de 2020.

\_\_\_\_\_. NICOLAI, S. H. A; VIEIRA, A. V. Proteção respiratória contra agentes biológicos e a cartilha para trabalhadores de saúde. In: VIII SEMANA DA PESQUISA DA FUNDACENTRO, 2008, São Paulo. **Anais de VIII semana da pesquisa da Fundacentro: sistemas de gestão em segurança e saúde no trabalho** São Paulo: Fundacentro, 2010, p. 153-160.. Disponível em<<http://www.fundacentro.gov.br/arquivos/cursos-e-eventos/semana-da-pesquisa/2008/anaos-semana-da-pesquisa2008-completo.pdf>>. Acesso em 25 mar. 2020.

\_\_\_\_\_. TORLONI, M. Programa de proteção respiratória: recomendações, seleção e uso de respiradores. 4ª. ed. São Paulo: Fundacentro, 2016.



## LEGENDAS

**Reposição automática** - Almoxarifado Central é responsável pela aquisição.

**Reposição do Serviço** - Serviço é responsável pela aquisição.

## HISTÓRICO DA DOCUMENTAÇÃO

| Data       | Revisão | Sumário (preencher apenas no caso de revisão do documento) | Emitido / Cargo<br>(Cargo) | Emitido / Cargo<br>(Cargo) |
|------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 09/09/2021 | 01      | -                                                          | Coordenadora               | Diretor                    |