

COPEM

**CATÁLOGO DE MATERIAIS DE USO
HOSPITALAR**

Materiais de uso Hospitalar

COPEM - HUCFF

Hematologia Clínica- DMD

2024



**Universidade Federal do Rio de Janeiro
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
Comissão Permanente de Padronização e Qualificação de Materiais e Equipamentos Hospitalares**

Elaborado por

Cristiane Fernandes Cunha Bhering
Gleice Rocha- tecnóloga de citometria de fluxo- Serviço de Hematologia Clínica

Consultoria e apoio operacional

Antonia Jakeline Galvão de Oliveira - Técnico administrativo Assessoria de Catalogação

Revisado por

Cristiane Fernandes Cunha Bhering - Enfermeira Coordenadora da COPEM
Glauber Gouvêa - Anestesiologista Coordenador Adjunto da COPEM
Debora Khalil Teixeira - Enfermeira Gestora da Câmara Técnica de Catalogação

Homologado por

Marcos Freire Alpoim - Diretor Geral

*Os materiais aqui descritos são de utilização exclusiva do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Este catálogo tem por objetivo apresentar a categorização, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de materiais e equipamentos hospitalares e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras. A responsabilidade e a segurança dos materiais adquiridos pelo HUCFF, devem ser garantidos pelos fornecedores homologados.
As imagens aqui contidas são meramente ilustrativas.*

SUMÁRIO

- 1. Reagentes para diagnóstico clínico*
- 2. Anticorpos*
- 3. Soluções*
- 4. Outros Materiais*

1. REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

| MEDTRAK | SIASG | APRESENTAÇÃO | TAMANHOS | ILUSTRAÇÃO | DESCRIÇÃO | REPOSIÇÃO |
|---------|-------|--------------|----------|------------|-----------|-----------|
|---------|-------|--------------|----------|------------|-----------|-----------|

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|-----------------------------|
| C019305 | 368199 | Teste | único |  | Reagente para diagnóstico clínico 7 Características adicionais citometria de fluxo, componentes adicionais microesferas controle descrição complementar: kit para padronização e calibração de citômetro de fluxo -cst (“cytometer setup & tracking beads kit”) para uso com o programa bd facsdiva™ (v 6.x) | Reposição do Serviço |
| C018252 | 364344 | Galão | único |  | Reagente para diagnóstico clínico Características adicionais: citometria de fluxo, componentes adicionais solução isotônica diluente. descrição complementar: solução salina, livre de azida, “facsflow”, consumível para o citômetro de fluxo facs canto ii. | Reposição do Serviço |
| C019306 | 352058 | Frasco | único |  | Reagente para diagnóstico clínico Características adicionais: citometria de fluxo, componentes adicionais solução de lise. descrição complementar: solução de lise de hemácias para uso em procedimentos com lavagens | Reposição do Serviço |
| C017827 | 368200 | Frasco | único |  | Reagente para diagnóstico clínico Características adicionais: citometria de fluxo, componentes adicionais microesferas calibração. descrição complementar: partículas de calibração sphero™ rainbow, 8 picos | Reposição do Serviço |
| C017828 | 387606 | Galão | único |  | Reagente para diagnóstico clínico Características adicionais: citometria de fluxo, componentes adicionais solução para desligamento. descrição complementar: solução de desligamento, “facs shutdown”, consumível para o citômetro de fluxo facs canto ii. | Reposição do Serviço |

| | | | | | | |
|---------|--------|-------------------------------|-------|--|---|-----------------------------|
| C017829 | 383293 | Galão | único |  | Reagente para diagnóstico clínico Características adicionais: citometria de fluxo, componentes adicionais solução descontaminante descrição complementar: solução de limpeza, “facs clean”, consumível para o citômetro de fluxo facs canto ii. | Reposição do Serviço |
| C017830 | 412836 | Galão | único |  | Reagente para diagnóstico clínico Características adicionais citometria de fluxo, componentes adicionais solução rinse descrição complementar: solução detergente concentrada, consumível para o citômetro de fluxo facs canto ii. | Reposição do Serviço |
| C019307 | 368198 | Teste | único |  | Reagente para diagnóstico clínico 5 Características adicionais citometria de fluxo componentes adicionais solução fixadora. descrição complementar: kit contendo agente fixador (solução a-100ml) e agente permeabilizador (solução b - 100ml), para marcação imunológica de estruturas intracelulares | Reposição do Serviço |
| C019308 | 382447 | Frasco | único |  | Reagente para diagnóstico clínico Reagente para diagnóstico clínico, tipo albumina bovina, características adicionais solução a 22% | Reposição do Serviço |
| C018571 | 432663 | Kit contendo 2 frascos de 6ml | único |  | Reagente para diagnóstico clínico Citometria de fluxo, microesferas c/ anti ig camundongo cadeia leve k, com controle negativo. características adicionais microesferas com anti ig camundongo cadeia leve kappa. Descrição complementar: conjunto de 2 populações de micropartículas de poliestireno (1frasco anti-mouse ig κ e 1 frasco de micropartículas controle negativo), usadas para otimizar as configurações de compensação de fluorescência para análises de citometria de fluxo multicoloridas. | Reposição do Serviço |

| | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|---|------------------------------------|
| C019309 | 485380 | Teste | único |  | <p>Reagente para diagnóstico clínico</p> <p>Apresentação: teste. método: citometria de fluxo. tipo de análise qualitativo subpopulação de cd20/cd22/cd103. tipo: conjunto completo. descrição complementar: reagente composto dos anticorpos monoclonais anti cd103/cd22/cd20 conjugados aos fluorocromos fluoresceína (fitc), ficoeritrina (pe) e proteína clorofila peridina cianina 5.5 (percp-cy5.5)</p> | <p>Reposição do Serviço</p> |
|---------|--------|-------|-------|--|---|------------------------------------|

2. ANTICORPOS


| MEDTRAK | SIASG | APRESENTAÇÃO | TAMANHO | ILUSTRAÇÃO | DESCRIÇÃO | REPOSIÇÃO |
|---------|-------|--------------|---------|------------|-----------|-----------|
|---------|-------|--------------|---------|------------|-----------|-----------|

| | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|---|-----------------------------|
| C017832 | 407223 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd 66c humano, aditivos conjugado à ficoeritrina descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd66c humano clone kor-sa3544 conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (pe) | Reposição do Serviço |
| C019264 | 378202 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd10 humano, aditivos conjugado à ficoeritrina. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-cd10 humano, clone alb1, ou mem-78, conjugados ao fluorocromo ficoeritrina (pe). | Reposição do Serviço |
| C019310 | 336065 | Teste | único |  | Anticorpo Tpo monoclonal de camundongo, atividade anti cd4 humano. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-cd4 humano, clone 13b8.2, conjugado ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (fitc). | Reposição do Serviço |
| C019311 | 367487 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd8 humano, aditivos conjugado à ficoeritrina. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-cd8 humano clone mem-31, conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (pe) | Reposição do Serviço |
| C019312 | 484615 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd 157 humano anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-cd157 humano clone sy11b5 conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (pe) | Reposição do Serviço |

| | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|-----------------------------|
| C019313 | 367529 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd 16 humano, aditivos conjugado à ficoeritrina. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd16 humano clone 3g8 conjugado a ficoeritrina (pe) | Reposição do Serviço |
| C019314 | 378216 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd23 humano, aditivos conjugado à ficoeritrina (pe). descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-cd 23 humano clone b-g6 ou 9p25, conjugados a ficoeritrina (pe) | Reposição do Serviço |
| C019315 | 336099 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd 79b humano. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd79b humano clone cb3-1 conjugado a proteína clorofila peridina cianina 5.5 (percp-cy5.5) | Reposição do Serviço |
| C019316 | 469934 | Teste | único |  | Anticorpo, Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd200 humano, aditivo: conjugado à alofococianina descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd200 humano clone ox-104 conjugado ao fluorocromo alofococianina (apc) | Reposição do Serviço |
| C017834 | 378475 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd 73 humano descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd73 humano clone ad2 conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (pe) | Reposição do Serviço |

| | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|--|---|-----------------------------|
| C0017835 | 336062 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd10 humano descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd10 humano clone hi10a conjugado ao fluorocromo aloficocianina (apc) | Reposição do Serviço |
| C019318 | 336056 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd38 humano descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd38 humano clone hb7 conjugado ao fluorocromo aloficocianina cyanine tandem 7 (apc-h7) | Reposição do Serviço |
| C017836 | 336051 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd20 humano descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd20 humano clone 2h7 ou b9e9 conjugado ao fluorocromo pacific blue (pb) | Reposição do Serviço |
| C006817 | 376187 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd 33 humano, aditivos conjugado à ficoeritrina. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd33 humano clone p67-6 conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (pe) | Reposição do Serviço |
| C019177 | 336050 | teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo atividade:anti cd123 humano, descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd123 humano, clone ac 145 ou 6h6 conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (pe). | Reposição do Serviço |

| | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|--|--|-----------------------------|
| C007940 | 367870 | teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade* anti cd 14 humana descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd14 humano. clone m phi p9 conjugado ao fluorocromo aloficocianina tandem7 (apc-h7). | Reposição do Serviço |
| C007296 | 336064 | teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd3 humano. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd3 humano, clone sk7 conjugado ao fluorocromo aloficocianina tandem7 (apc-h7). | Reposição do Serviço |
| C0079431 | 336064 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd3 humano. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd3 humano, clone ucht1, conjugado ao fluorocromo conjugado ao fluorocromo pacific blue (pb). | Reposição do Serviço |
| C006818 | 378399 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd 34 humano, aditivos** conjugado à peridina clorofila (percp). descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-cd34 humano, clone 8g12, conjugado ao fluorocromo peridinin chlorofyl protein cyanine tandem 5.5 (percp-cy5.5). | Reposição do Serviço |
| C019167 | 336060 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd11b humano. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd11b humano, clone d12, conjugado ao fluorocromo aloficocianina (apc). | Reposição do Serviço |

| | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|-----------------------------|
| C019247 | 336542 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd71 humano. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd71, clone m-a712 humano, conjugado ao fluorocromo alofocianina tandem-7 (apc-h7). | Reposição do Serviço |
| C006760 | 367530 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd 56 humano, aditivos* conjugado à ficoeritrina. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd56, clone c5.9 ou my31 ou n901 conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (pe). | Reposição do Serviço |
| C019266 | 406000 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo policlonal de coelho, atividade anti-igm humano, característica adicional cadeia mu específica, aditivos*** conjugado à fluoresceína (fitc). | Reposição do Serviço |
| C019319 | 438224 | Teste | único |  | Proteína Tipo aerolisina, apresentação pó liofilizado, características adicionais conjugado ao fluoróforo tipo ' alexa fluor 488 '. descrição complementar: pró aerolisina (variante de aerolisina) conjugada ao fluorocromo alexa fluor 488 (flaer). | Reposição do Serviço |
| C019267 | 336097 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd 45 humano. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd45 humano clone hi30 conjugado ao fluorocromo pacific orange (po) | Reposição do Serviço |

| | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|-----------------------------|
| C019320 | 446408 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd 81 humano, aditivos conjugado a fluoresceína (fitc).descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd81 humano, clone js-81, conjugado ao fluorocromo fluoresceína (fitc). | Reposição do Serviço |
| C019189 | 336063 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd7 humano. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd7 humano clone 124-1d1 conjugado ao fluorocromo aloficocianina (apc) | Reposição do Serviço |
| C007946 | 336226 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti hla-dr humano. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-hla-dr humano clone l243 conjugado ao fluorocromo pacific blue (pb) | Reposição do Serviço |
| C019268 | 367870 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade* anti cd 14 humana anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-cd14 humano clone mem-15 conjugado ao fluorocromo fluoresceína (fitc). | Reposição do Serviço |
| C019321 | 367872 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cadeia leve kappa humano. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-igk (kappa) humano, clone a8b5, conjugado ao fluorocromo fluoresceína (fitc). | Reposição do Serviço |

| | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|---|--|-----------------------------|
| C018570 | 376183 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal. atividade anti-cd13 humano. aditivo: conjugado a ficoeritrina (pe). descrição complementar: anticorpo monoclonal para detecção de antígeno humano cd13 marcado com fluorocromo ficoeritrina (pe), clone: l138. | Reposição do Serviço |
| C017835 | 336062 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti-cd10 humano. descrição complementar: anticorpo monoclonal de camundongo conjugado ao fluorocromo aloficocianina tandem-7 (apc-h7) para detecção de antígeno humano cd10, clone hi10a. | Reposição do Serviço |
| C007295 | 336544 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal. atividade anti-cd117 humano. descrição complementar: anticorpo monoclonal anti- cd117 humano conjugado a ficoeritrina cianina tandem 7 (pecy7), clone: 104d2d1. | Reposição do Serviço |
| C019269 | 378213 | Teste | único |  | Anticorpo tipo monoclonal. atividade anti-cd64 humano. aditivo: conjugado a ficoeritrina (pe). descrição complementar anticorpo monoclonal de camundongo para detecção de antígeno humano cd64, clone 10.1, conjugado com fluorocromo ficoeritrina (pe). | Reposição do Serviço |
| C019322 | 412165 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal. atividade anti-300e humano. descrição complementar: anticorpo monoclonal de camundongo marcado com fluorocromo aloficocianina (apc) para detecção de antígeno humano irem-2, clone up-h2. | Reposição do Serviço |

| | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|---|---|-----------------------------|
| C019323 | 347267 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo. atividade anti-cd35 humano. descrição complementar: anticorpo monoclonal de camundongo conjugado com fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (fitc) para detecção de antígeno humano cd35, clone e11. | Reposição do Serviço |
| C019324 | 336085 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo. atividade anti-cd36 humano. descrição complementar: anticorpo monoclonal de camundongo marcado com fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (fitc) para detecção de antígeno humano cd36, clone clb-ivc7. | Reposição do Serviço |
| C012037 | 404988 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd 33 humano, aditivo: conjugado à alofocianina. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd33 humano clone p67-6 conjugado ao fluorocromo alofocianina (apc). | Reposição do Serviço |
| C019247 | 336542 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo. atividade anti-cd71 humano. descrição complementar: anticorpo monoclonal de camundongo conjugado com o fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (fitc), para detecção de antígeno humano cd71, clone m-a712 | Reposição do Serviço |
| C017836 | 336055 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd19 humano. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd19 humano clone sj25c1 conjugado ao fluorocromo alofocianina tandem7 (apc-h7). | Reposição do Serviço |

| | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|-----------------------------|
| C019270 | 336055 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd19 humano. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-cd19 humano clone j3-119 conjugado ao fluorocromo ficoeritrina cyanine tandem 7 (pe-cy7). | Reposição do Serviço |
| C019219 | 336086 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd 15 humano.anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-cd15 humano clone mma conjugado ao fluorocromo fluoresceína (fitc). | Reposição do Serviço |
| C017833 | 463629 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd304 humano, aditivos conjugado à ficoeritrina (pe). descrição complementar:anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd304 humano clone 12c2 conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (pe) | Reposição do Serviço |
| C019065 | 454109 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade* anti mieloperoxidase humana, aditivos 1 conjugado à fluoresceína (fitc). descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- mpo humano clone mpo-7 ou clb-mpo-1 conjugado ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (fitc) | Reposição do Serviço |
| C007299 | 367865 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade* anti cd 79a humano. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd79a humano clone hm57 conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (pe). | Reposição do Serviço |

| | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|-----------------------------|
| C019325 | 367871 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo. atividade anti-cadeia leve lambda humano. descrição complementar: anticorpo monoclonal conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (pe) para detecção de antígeno humano ig - cadeia leve lambda, clone 4c2. | Reposição do Serviço |
| C016911 | 378404 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd25 humano, aditivos conjugado à ficoeritrina. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-cd25 humano clone 2 3 ou b1.49.9 ou m-a251, conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (pe). | Reposição do Serviço |
| C019326 | 336096 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd 55 humano descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd55 humano clones js11ksc2.3, ia10 ou mem-118 conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (pe). | Reposição do Serviço |
| C019327 | 336092 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd 59 humano. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd59 humano clone mem-43 conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (pe). | Reposição do Serviço |
| C019240 | 336080 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd5 humano. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-cd5 humano clone l17f12 conjugado ao fluorocromo peridinin chlorofyl protein cyanine tandem 5.5 (percp-cy5.5). | Reposição do Serviço |

| | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|-----------------------------|
| C019328 | 336545 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade:anti fmc7 humano. descrição complementar:anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-fmc7, clone fmc7, conjugado a fluoresceína fitc . | Reposição do Serviço |
| C006691 | 336103 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd 56 humano. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd56 humano clone n901 conjugado ao fluorocromo ficoeritrina cyanine tandem 7 (pe- cy7). | Reposição do Serviço |
| C019329 | 336546 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti tcr gama/delta humano. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-tcrgamma/ delta humano clone immo 510 conjugado ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína a(fnittcic). | Reposição do Serviço |
| C019330 | 376204 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo: monoclonal de camundongo, atividade anti tdt humano, aditivos* conjugado com fluoresceína. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-tdt humano clone ht-6 conjugado ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (fitc). | Reposição do Serviço |
| C019331 | 378210 | Teste | único |  | Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd 16 humano. descrição complementar:anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd16 humano clones clb-fc-gran/1 ou 3g8 conjugado a isotiocianato de fluoresceína (fitc). | Reposição do Serviço |

| | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|-----------------------------|
| C019087 | 336067 | Teste | único |  | <p>Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd 25 humano. descrição complementar: anticorpo monoclonal de camundongo para detecção de antígeno humano cd25 marcado com fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (fitc) , clone m-a251.</p> | Reposição do Serviço |
| C019304 | 336087 | Teste | único |  | <p>Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd 2 humano. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd2 humano clone rpa-2.10 conjugado ao fluorocromo pacific blue.</p> | Reposição do Serviço |
| C019179 | 371528 | Teste | único |  | <p>Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade* anti cd 57 humano. descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-cd57 humano conjugado ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (fitc), clone hnk-1.</p> | Reposição do Serviço |

| | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|---|---|-----------------------------|
| C019332 | 484628 | Teste | único |  | <p>Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti tcr alfa/beta humano, aditivos: conjugado a ficoeritrina (pe). descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade tcr alfa/beta conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (pe), clone ip26a.</p> | Reposição do Serviço |
| C019333 | 336102 | Teste | único |  | <p>Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd 11c humano. descrição complementar: anticorpo monoclonal de camundongo para detecção de antígeno humano cd11c marcado com fluorocromo ficoeritrina (pe), clone b-ly6.</p> | Reposição do Serviço |
| C019334 | 378235 | Teste | único |  | <p>Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd138 humano, aditivos** conjugado com fluoresceína (fitc). descrição complementar: anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd138 humano clone b-a38 conjugado a isotiocianato de fluoresceína (fitc).</p> | Reposição do Serviço |
| C019248 | 336052 | Teste | único |  | <p>Anticorpo Tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd 22 humano. descrição complementar: anticorpo monoclonal para detecção de antígeno humano cd22 conjugado com fluorocromo alofocianina (apc), clone s-hcl-1.</p> | Reposição do Serviço |

3. SOLUÇÕES

| MEDTRAK | SIASG | APRESENTAÇÃO | TAMANHOS | ILUSTRAÇÃO | DESCRIÇÃO | REPOSIÇÃO |
|---------|-------|--------------|----------|------------|-----------|-----------|
|---------|-------|--------------|----------|------------|-----------|-----------|

| | | | | | | |
|---------|--------|------------|-------|--|--|----------------------|
| C001986 | 348265 | Litro | único |  | Álcool metílico Aspecto físico líquido límpido, incolor, odor característico, fórmula química CH_3OH , peso molecular 32,04, grau de pureza mínima de 99,8%, característica adicional reagente p.a., número de referência química cas 67-56-1 | Reposição do Serviço |
| C000088 | 352802 | Quilograma | único |  | Cloreto de amônio Aspecto físico pó branco, cristalino, inodoro, peso molecular 53,49, fórmula química NH_4Cl , teor de pureza mínima de 99,8%, característica adicional reagente p.a. ACS ISO, número de referência química cas 12125-02-9 | Reposição do Serviço |
| C002670 | 347670 | Gramas | único |  | Bicarbonato de potássio Aspecto físico cristal branco, inodoro, peso molecular 100,12, fórmula química $KHCO_3$, grau de pureza mínima de 99,5%, característica adicional reagente p.a., número de referência química cas 298-14-6 | Reposição do Serviço |
| C010401 | 452815 | Gramas | único |  | Ácido etilenodiaminotetracético (edta) Fórmula química $C_{10}H_{12}N_2Na_4O_8 \cdot 2H_2O$, composição química sal tetrassódico dihidratado, aspecto físico pó, massa molar 416,20, grau de pureza* pureza mínima de 99%, número de referência química* cas 10378-23-1 | Reposição do Serviço |
| C018016 | 347254 | Quilograma | único |  | Cloreto de potássio Aspecto físico pó ou cristal branco, inodoro, fórmula química KCl , massa molecular: 74,55 g/mol, grau de pureza: pureza mínima de 99%, característica adicional: reagente ACS, fórmula química: KCl , número de referência química: cas 7447-40-7 | Reposição do Serviço |

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|-----------------------------|
| C002021 | 349972 | Gramas | único |  | Corante Tipo eosina azul de metileno segundo wright, aspecto físico pó. | Reposição do Serviço |
| C019317 | 327358 | Litro | único |  | Corante Tipo eosina azul de metileno segundo giemsa, aspecto físico líquido solução corante de giemsa azur - eosina - azul de metileno | Reposição do Serviço |

4. OUTROS MATERIAIS

| MEDTRAK | SIASG | APRESENTAÇÃO | TAMANHOS | ILUSTRAÇÃO | DESCRIÇÃO | REPOSIÇÃO |
|---------|--------|--------------|----------------------------|--|--|--|
| C018024 | 454840 | Unidade | cerca de 10x75 (até 12x75) |  | <p>Tubo laboratório</p> <p>Tubo laboratório, tipo ensaio, material poliestireno, tipo fundo fundo redondo, dimensões cerca de 10 x 75, adicional sem orla tamanho 12x75, , sem tampa, não estéril, descartável- aplicação: citometria de fluxo.</p> | Reposição do Serviço |
| C019335 | 316967 | Unidade | cerca de 15x9 |  | <p>Ficha pautada</p> <p>Ficha pautada, material: papel cartolina, gramatura: 150 g/m², comprimento:127 mm, cor: branca, largura: 76 mm, características adicionais: pautada frente e verso.</p> | Reposição automática (material de expediente) |

REFERÊNCIAS

Brasil. RDC Anvisa Nº 185/2001 - Registro de Produtos para Saúde (Materiais e Equipamentos) (Classes de Risco III e IV).

_____. RDC Anvisa Nº 36/2015 - Registro de Produtos para Diagnósticos IN Vitro (Classes III e IV).(IN Nº03/2015 - critérios de família, RDC Nº 52/2015 - autotestes para HIV e IN Mº 24/2018 - glicosímetros).

_____. RDC Anvisa Nº 665/2022 - Boas Práticas de Fabricação e de Distribuição e Armazenamento de produtos médicos e produtos para diagnóstico *in vitro*

_____. RDC Anvisa Nº 11/2012 - Dispõe sobre o funcionamento de laboratórios analíticos que realizam análises em produtos sujeitos à Vigilância Sanitária e dá outras providências.

_____. RDC Anvisa Nº 16/2013 - Requisitos para Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde

_____. RDC Anvisa Nº 15/20104 - Exigência de CBPF para registro de produtos para saúde das classes de risco III e IV.

_____. RDC Anvisa Nº 10/2015 - Pesquisa Clínica em Produtos para Saúde.

_____. RDC Anvisa Nº 27/2011 e IN Nº 4/2015 - Certificação via Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (INMETRO, OCPs, Laboratórios e ANVISA) e adota a série de normas NBR IEC 60601 (Eletromédicos) - Lista de normas técnicas Equipamentos outras normas.

LEGENDAS

Reposição automática - Almoxarifado Central é responsável pela aquisição.

Reposição do Serviço - Serviço é responsável pela aquisição.

HISTÓRICO DA DOCUMENTAÇÃO

| Data | Revisão | Sumário (preencher apenas no caso de revisão do documento) | Emitido / Cargo (Cargo) | Emitido / Cargo (Cargo) |
|------------|---------|--|--------------------------------------|----------------------------|
| 09/05/2024 | 01 | - | Cristiane Fernandes Cunha Bhering | Marcos Freire Alpoim |